

《 규 격 서 》

카탈로그 번호 Cat. No	품목번호 Item No	품목 및 규격 Description	단위 Unit	수량 Quantity
F06-91-183	CB1232	Ultra-Low Temperature Freezer, Chest Type	EA	1

A. 특징

1. 저소음, 저소비전력의 다목적 고성능 초저온 냉동고
2. 각종 검체 보존, 품질관리, 검사, 연구 등 광범위한 분야에서 사용 가능함
3. 핀이 없는 방열기를 사용하여 번거로운 필터 청소가 불필요함
4. High-quality 진공 단열재 사용으로 냉기 손실을 최소화함
5. 단순한 구조로 유지보수 최소화
6. 기본적인 Warning & Alarm 기능이 있음
7. Single Compression System
8. Validation Service(IQ, OQ, PQ) 가능
9. Temp. Range -50℃ ~ -35℃로 변경 제작 가능 (주문 전 별도 문의상담 필요)

B. 사양

Model		CB1132
Capacity		232 L
Temperature Range		-60℃ ~ -86℃ (외부조건 온도 30℃ & 습도 70%)
Compressor		Single
Condenser		Block Condenser, No Pin & Filter-free Mechanism
냉매		CFC-Free Refrigerant
Size	Interior	850×450×660 mm
	Exterior	1050×730×860 mm
Power Consumption		400 W
사용 Rack Type & Q't		VFR11×12, VFR07×3
Weight		55 kg
Power		AC220V, 50/60Hz

C. 부속물

D. 기술 서비스

1. Validation Service (IQ, OQ)




2. 교정 서비스

E. 인증

F. 비교

1. 사용자의 지정장소에 설치 후 1년 동안 무상보증.
2. PL Insurance (제조물배상책임보험)

Rev/No	Revision note	F	I	G	I	H



Quantity	Material	Size	Scale
LKLABKOREA Co., Ltd.			
TITLE			CB1232
FILE NAME			Out side
DATE			HKF21C-001-000
④	DESIGNER	DATE	
④	CHECKER	DATE	
④	APPROVER	DATE	

NOTE