


원심분리기 콘센트 공사

* 단상 220V, 60Hz, 30A 이상 전원이 필요합니다.

* 해당 제품

- VELOSPIN 22R



* 콘센트는 크리스티코리아에서 제공 예정입니다.



*** 전기 공사가 진행되지 않을 경우 당일 설치 불가합니다.**

(주)크리스티코리아

경기도 광명시 새빛공원로67, 1 자이타워 B동 603호

대구광역시 동구 동부로26길 22, 화신빌딩 202호

전화 : 02-335-2989, 팩스 : 02-334-2989, 메일 : crystekorea@naver.com

<http://www.cryste.co.kr>