

IKA Evaporator 에서 계속...

보급형 회전 농축기, RV3
with Oil Bath (HB eco)

Cat. No.	Model	Glassware Type	EA Price ₩
E02-05-010	10003684	RV3 V, 기본 수직형	8,020,000
E02-05-030	10003331	RV 3 Flex, without Glassware	4,520,000
E02-05-040	10003324	RV 3 V with 29/32 Glassware	5,420,000
E02-05-045	10003328	RV 3 V-C with 29/32 Glassware	5,970,000
E02-05-047	10006363	RV 3 with Dry Ice Condenser	5,950,000
E02-05-049	10006362	RV 3 with Dry Ice Condenser, Coated	7,030,000

- 수동 리프트식 경제형 농축기(높이, 각도 조절 가능)
- 100°C까지 사용 가능한 4L 디지털 물 전용 가열수조
- 안전한 정지를 위한 수동식 리프트 (150 mm)
- 잠금 기능 : 적색 지시등은 증기관이 잠겨 있지 않음을 표시
- Push-off 방식의 플라스틱 클램핑으로 간편하게 증발 플라스크 교체 가능
- 높은 냉각 효율과 적은 공간을 차지하는 1600cm² 냉각면적의 콘덴서
- RV10 글라스웨어와 호환 가능

진공 조절식 회전 농축기,
RV3 with Oil Bath (HB eco) & Vacuum Controller &
Vacuum Pump & RC2 Lite Circulator

Cat. No.	Model	Glassware Type	EA Price ₩
E02-05-033	10012015	RV 3 pro V with Pump	12,900,000

- VACSTAR Digital Pump
 - Chemical Resistant Membrane
 - 유량 22 L/min, 최대진공 2 mbar
 - Size : w150 x h375 x d370mm
 - Material in Contact with Medium : Al₂O₃, PTFE, FFPM, PPS, NBR

보급형 회전 농축기, RV8
with Digital Oil Bath (HB Digital)

Cat. No.	Model	Glassware Type	EA Price ₩
E02-05-650	10000387	RV8 V, 기본 수직형	10,080,000
E02-05-660	10000393	RV8 Flex, without Glassware	6,260,000
E02-05-690	10003482	RV8 V with 29/32 Glassware	7,050,000
E02-05-695	10003485	RV8 V-C with 29/32 Glassware	7,600,000
E02-05-697	10006361	RV8 with Dry Ice Condenser	7,580,000
E02-05-699	10006360	RV8 with Dry Ice Condenser, Coated	8,660,000

- 수동 리프트식 경제형 농축기(높이, 각도 조절 가능)
- 180°C까지 사용 가능한 4L 가열수조 • Woulff bottle 포함 구성
- 전원 공급 중단시 사용자 안전을 위해 자동 리프트 위치 복원 기능
- 가열수조 온도 잠금을 위한 잠금 버튼
- 선명하고 유리코팅된 흑백 디스플레이 화면
- 잠금 기능 : 적색 지시등은 증기관이 잠겨 있지 않음을 표시
- 글라스웨어의 정확한 위치를 설정을 위한 수동식 리프트
- 무단 속도 설정이 가능한 다이얼 및 속도 표시
- Push-off 방식의 플라스틱 클램핑으로 간편하게 증발 플라스크 교체 가능
- 높은 냉각 효율과 적은 공간을 차지하는 1600cm² 냉각면적의 콘덴서

진공 조절식 회전 농축기,
RV8 with Oil Bath (HB Digital) & Vacuum Controller &
Vacuum Pump & RC2 Lite Circulator

Cat. No.	Model	Glassware Type	EA Price ₩
E02-05-658	10012016	RV 8 pro V with Pump	14,530,000

- VACSTAR Digital Pump
 - Chemical Resistant Membrane,
 - 유량 22 L/min, 최대진공 2 mbar
 - Size : w150 x h375 x d370mm
 - Material in Contact with Medium : Al₂O₃, PTFE, FFPM, PPS, NBR



RV3



RV8