

Advance Analytical Balance, ML-T series 분석용 전자 저울, 52g to 6.2kg

- 4.5" 컬러 터치스크린으로 실리콘 및 라텍스 장갑 착용 후 작동 가능
- Compact한 디자인으로 동종 최소형 설치 보장
- 여러가지 어플리케이션 내장되어 우수한 계량성능을 가짐
- 온도변화에 따른 완전자동화 보정기능 (FACT)을 가짐
- MonoBloc 계량 셀은 FACT 자동 내부 조정 기능을 갖추고 있어 신뢰할 수 있는 결과를 일관성있게 제공
- MinWeight 기능으로 공정 허용 오차 보장, 사용자 정의된 최소 유효 무게 제공
- Level Control : 저울 수평 조정 간편화 기능 내장으로 수평 이탈시 경보 및 수평 조절 화면 안내
- 이동 사용을 위한 배터리 사용 가능
- Passcode 설정을 통해 저울의 내부 설정을 보호
- 3 Interface : USB, USB Host, RS232 표준내장
- Mettler-Toledo

ML-T Analytical Balance, 0.1mg ①

Cat. No.	Model	최대 용량	최소 표시	EA Price ₩
B03-162-185	ML54T	52 g	0.1 mg (0.0001 g)	4,807,000
B03-162-189	ML104T	120 g		5,095,000
B03-162-193	ML204T	220 g		5,848,000
B03-162-197	ML304T	320 g		6,219,000

ML-T Precision Balance, 1mg ②

Cat. No.	Model	최대 용량	최소 표시	EA Price ₩
B03-162-201	ML203T	220 g	1 mg (0.001 g)	3,923,000
B03-162-205	ML303T	320 g		4,364,000
B03-162-209	ML503T	520 g		5,668,000

ML-T Precision Balance, 0.01 – 0.1 g ③

Cat. No.	Model	최대 용량	최소 표시	EA Price ₩
B03-162-213	ML802T	820 g	0.01 g	3,516,000
B03-162-217	ML1602T	1620 g		3,959,000
B03-162-221	ML3002T	3200 g		4,389,000
B03-162-225	ML4002T	4200 g		5,155,000
B03-162-229	ML6002T	6200 g		5,668,000
B03-162-233	ML3001T	3200 g	0.1 g	3,503,000
B03-162-237	ML6001T	6200 g		3,719,000

①



CE

ML204T

②



CE

ML503T

③



CE

ML4002T

Model	최대 용량	최소 표시	반복성, 일반	선형성	안정시간	유효 최소 무게 (USP)	계량팬	방풍막	전체 Size
ML54T	52 g	0.1 mg	0.08 mg	0.2 mg	2 sec	160 mg	Ø90 mm	h237mm	w193 x d290 x h331 mm
ML104T	120 g								
ML204T	220 g								
ML304T	320 g								
ML203T	220 g	0.001 g	0.7 mg	0.002 g	1.5 sec	1400 mg	Ø120 mm	h237mm	w193 x d290 x h331 mm
ML303T	320 g								
ML503T	520 g								
ML802T	820 g								
ML1602T	1620 g	0.01 g	0.007 g	0.02 g	1.5 sec	14 g	w170×d190 mm	x (불포함)	w184 x d290 x h84 mm
ML3002T	3200 g								
ML4002T	4200 g								
ML6002T	6200 g								
ML3001T	3200 g	0.1 g	0.07 g	0.06 g	1.0 sec	140 g			
ML6001T	6200 g								

Optional Printer는 56 Page 참조