

Bench Humidity Monitor / Air Thermometer / Clock 탁상형 온습도계, 시계 겸용

Cat. No.	Model	Humidity Range	Temp. Range	EA Price ₩
H05-147-100	4040	20 ~ 90% RH	0.0 ~ 50.0°C	103,600

- 온도/습도/시간이 동시에 Display되는 탁상용 제품
- High / Low Alarm Memory 기능 : 습도, 온도
- 국내 소급가능한 Traceable® 성적서 제공 (ILAC)
- Cole-Parmer / Traceable®

Cat. No.		H05-147-100	
Model		4040	
Humidity	Range	20 ~ 90% RH	
	Resolution	0.01% RH	
	Accuracy	±5% RH (midrange) / ±8% RH (otherwise)	
Temperature	Range	0.0 ~ 50.0°C	
	Resolution	0.1°C	
	Accuracy	±1°C	
Size		w58×d39×h108 mm	
Power		AAA battery	



Humidity/Temp/Dew-Point/Wet-Bulb Monitor 탁상형 온습도계, with Min/Max & Hi/Lo Alarm

Cat. No.	Model	Humidity Range	Temp. Range	EA Price ₩
H05-147-120	4410	1 ~ 99% RH	-40 ~ 70°C	143,500

- High & Low alarm기능 : Humidity/Temperature/Dew-Point/Wet-Bulb의 측정값이 지정한 범위 (0.1 단위로 지정가능) 초과 시 경고
- 0.1 상승에 1분동안 Alarm 및 Led LED Flast가 작동
- 국내 소급가능한 Traceable® 성적서 제공 (ILAC)
- Cole-Parmer / Traceable®

Cat. No.		H05-147-120	
Model		4410	
Humidity	Range	1 ~ 99% RH	
	Resolution	0.1% RH	
	Accuracy	±4% RH (35 ~ 75%) / ±5% (otherwise)	
Temperature	Range	-40 ~ 70°C	
	Resolution	0.1°C (below 100°C)	
	Accuracy	±1°C	
Size		w105×d26×h105 mm	
Power		2×AA alkaline battery	



RH/Temperature Monitoring Hygrometer 탁상형 온습도계, with Min/Max & Hi/Lo Alarm

Cat. No.	Model	Humidity Range	Temp. Range	EA Price ₩
H05-147-115	4154	5 ~ 95% RH	0°C ~ 60°C	161,400

- 화면에 최대, 최소값 및 현재 온/습도가 동시에 표시됨
- °F/°C 전환 가능
- 판독값이 설정점보다 높거나 아래로 떨어질 때 알람이 울림
- 국내 소급가능한 Traceable® 성적서 제공 (ILAC)
- Cole-Parmer / Traceable®

Cat. No.		H05-147-115	
Model		4154	
Humidity	Range	5 ~ 95% RH	
	Resolution	0.1% RH	
	Accuracy	±3% RH (midrange) / ±5% (otherwise)	
Temperature	Range	0°C ~ 60°C	
	Resolution	0.1°C	
	Accuracy	±0.5°C	
Size		w70×d19×h108 mm	
Power		AAA battery	

