

## Filtration Unit for Safety Cabinet 안전 캐비닛용 필터 박스

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
F09-91-005	FILB-A	Filtration Box for Acid Vapor	1,500,700
F09-91-010	FILB-O	Filtration Box for Organic Vapor	1,549,600

- 인화 물질 보관 캐비닛 또는 시약장용 분리형 필터 박스
- 유기 화학물의 증기나 가스 등을 여과시킴
- 같이 공급되어 지는 연결 파이프를 이용하여 연결
- 캐비닛 상단에 올려놓는 방식
- 좌/우, 뒷면 및 바닥을 통하여 연결 가능
- 필터된 공기는 실험실로 순환되어짐
- 배기홀은 Ø70 mm 덕트와 연결 가능
- 필터 포화 여부 테스트를 위한 Air Sampling Port 기본 장착
- 기본 필터 포함
- **PL Insurance (제조물 배상 책임 보험)**
- LK Labkorea

Cat. No.	F09-91-005	F09-91-010
Model	FILB-A	FILB-O
외부 Size	w570×d390×h270 mm	
소음도	57 dBA	
공기 처리량	73 m <sup>3</sup> /h	
전압 / 전력 소비량	220 V / 65 Watt	
Filter Type	Acid	Organic

### Optional Filter Only

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
F09-91-015	FILBF-A	Acid Vapor	900,500
F09-91-020	FILBF-O	Organic Vapor	950,700



- 필터식 Cabinet은 528 ~ 529 Page 참조
- 필터식 Fume Hood는 626 Page 참조

